


Lola Glow LED Patch viso LED

Manuale d'uso in italiano



Il dispositivo

Glow LED Face Patches è un dispositivo per la cura della pelle riutilizzabile e alimentato a batteria, da utilizzare con patch monouso per rivitalizzare la pelle. Combina una tecnologia luminosa avanzata con ingredienti compatibili con la pelle: niacinamide, calendula, ialuronato di sodio e vitamina C.

Progettato per l'uso domestico. Ogni sessione dura **3 minuti**. Un unico pulsante consente di selezionare la luce rossa, blu o viola.

Prima di iniziare

Leggere l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto, per comprenderne il funzionamento e ottenere i migliori risultati.

Traduzione della sezione inglese del manuale originale multilingue.
Impaginazione adattata per una lettura più agevole.

Contenuto e dati tecnici

Contenuto della confezione

- 2 patch viso LED Glow riutilizzabili.
- 2 cavi di ricarica magnetici.
- 20 patch idrocolloidali.
- 1 manuale d'uso.
- 1 biglietto informativo.

Specifiche riportate nel manuale

Modelli: MT-08A / MT-08B / MT-08C / MT-08D

Alimentazione in ingresso: 5 V CC; 1 A

Batteria: 3,7 V CC; 50 mAh

Lunghezze d'onda: Blu: 460 ± 10 nm; rosso: 630 ± 10 nm

Uso previsto: Miglioramento estetico della pelle

Dimensioni: 62,1 × 56 × 5,4 mm

Peso: Struttura leggera (peso numerico non indicato)

Quando non utilizzarlo

- Non utilizzare il prodotto se la pelle è sensibile alla luce.
- Non utilizzare su pelle con rilievi, croste, lesioni o sanguinamento.
- Non utilizzare se si è verificata una scottatura solare nelle ultime 2 settimane.
- Evitare l'uso nel mese successivo a filler dermici o iniezioni al viso, ad esempio di acido ialuronico.
- Non utilizzare se si assumono farmaci noti per causare fotosensibilità, come alcuni antistaminici, antinfiammatori non steroidei (FANS) o antibiotici.
- Non utilizzare sui neonati.

Possibili effetti indesiderati

Il manuale non riporta effetti indesiderati noti; in caso di sensibilità alla luce, interrompere immediatamente l'uso.

In caso di fastidio, alterazioni del colore della pelle, irritazione o danni cutanei, interrompere l'uso e consultare il medico.

Avvertenze e precauzioni

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso estetico. In presenza di problemi di salute, consultare il medico prima dell'uso.

- Guardare direttamente la luce per periodi prolungati è dannoso per gli occhi.
- In caso di fastidio o dubbi, interrompere immediatamente l'uso e contattare il medico.
- Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato, funziona in modo anomalo o presenta componenti usurati o sfilacciati.
- Non graffiare o danneggiare il dispositivo e non tentare di ripararlo autonomamente.
- Tenere lontano da forti campi elettromagnetici, ad esempio piani a induzione, grandi altoparlanti e varchi di sicurezza.
- Non conservare alla luce diretta del sole o su superfici calde.

Durata di vita prevista: 3 anni.

In viaggio

Il manuale richiede una presa elettrica da 100-240 V CA, 50/60 Hz. Verificare le disposizioni della compagnia aerea prima di trasportare o utilizzare il dispositivo a bordo.

Luci e comandi

Uso previsto

Il dispositivo è destinato a migliorare l'aspetto della pelle. Il manuale descrive le modalità come segue:

- **Luce rossa (630 nm):** aiuta a ridurre gonfiori e linee sottili.
- **Luce blu (460 nm):** aiuta a rendere la pelle più uniforme e a ridurre le imperfezioni.
- **Luce viola (rossa + blu):** favorisce la luminosità e l'idratazione generale della pelle.

Comandi e ricarica

- 1. Pulsante principale:** premere per accendere il dispositivo e passare da una modalità luminosa all'altra.
- 2. LED:** si trovano sul lato rivolto verso la pelle.
- 3. Ricarica:** collegare il cavo magnetico al dispositivo per caricarlo.

Prima del primo utilizzo

Caricare completamente i patch LED utilizzando il cavo USB in dotazione.

Prova e applicazione

Test di sensibilità alla luce

1. Tenere premuto il pulsante per accendere il dispositivo.
2. Posizionarlo su una piccola area di prova per un ciclo di 3 minuti.
3. Osservare l'area per 24 ore. In caso di arrossamento o irritazione, non utilizzare il prodotto.

Come utilizzare il prodotto

1. Pulire e asciugare la zona di pelle da trattare.
2. Piegare il patch idrocolloidale lungo la linea centrale formando un arco e rimuovere la pellicola protettiva da un lato. Allineare il patch e applicarlo piatto sulla superficie luminosa del dispositivo. Premere delicatamente con i polpastrelli per farlo aderire completamente.
3. Rimuovere la pellicola protettiva esterna rimasta per esporre il lato adesivo, quindi applicare delicatamente il dispositivo sulla zona da trattare.
4. Premere il pulsante per avviare il trattamento: la modalità iniziale è la luce rossa. Premere nuovamente per passare tra le 3 modalità. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 3 minuti.
5. Dopo l'uso, gettare il patch idrocolloidale e pulire il dispositivo.

Pulizia e problemi comuni

Manutenzione

- Dopo ogni utilizzo, pulire il dispositivo con un panno pulito e umido.
- Non immergerlo in acqua.
- Non usare alcol, sostanze chimiche aggressive o detergenti abrasivi.
- Conservarlo in un luogo fresco e asciutto.

Risoluzione dei problemi

Il dispositivo non si accende.

Ricaricare la batteria.

La luce non viene emessa in modo uniforme.

Verificare che i patch idrocolloidali siano applicati correttamente e che la superficie del dispositivo sia pulita.

Si avverte fastidio durante l'uso.

Interrompere immediatamente e controllare il posizionamento. Se il fastidio persiste, sospendere l'utilizzo.

Il prodotto non contiene parti riparabili dall'utente. Non tentare di ripararlo o smontarlo. Per assistenza, contattare Bullboat Ltd.

Simboli e smaltimento

Manuale: leggere le istruzioni per l'uso.

LOT: codice del lotto. **SN:** numero di serie.

LiPo: batteria ai polimeri di litio.

Temperatura: limiti indicati, da -10 °C a +35 °C.

Umidità: limiti indicati, dal 30% all'80%.

Ombrello: mantenere asciutto.

Sole: tenere al riparo dalla luce solare.

Riciclo: recupero generale / riciclabile.

IP22: protezione contro corpi solidi superiori a 12,5 mm e gocce d'acqua verticali con involucro inclinato fino a 15°.

RoHS: il manuale indica conformità alla direttiva 2011/65/UE sulle sostanze pericolose, con piombo, mercurio, cadmio e altre sostanze limitate entro le soglie previste.

Tutela dell'ambiente

A fine vita, non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Il simbolo del cassonetto barrato richiama la raccolta separata per recupero e riciclaggio (direttiva 2012/19/UE). Seguire le regole locali e utilizzare i punti di raccolta per rifiuti elettronici.

Contatti e informazioni

Sito: www.meetlola.co

Instagram: @bemylola

Bullboat Inc. © Tutti i diritti riservati.

Prodotto in Cina.

Importazione nel Regno Unito

Bullboat Ltd

48-49 Princes Place

London W11 4QA, GB

Importazione nell'Unione europea

Bullboat Ltd

Rappresentante fiscale generale di Bullboat:

Grant Thornton Accountants & Adviseurs BV

2400 CG Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi

Contatto: support@bullboat.co.uk

Per le istruzioni di sicurezza, consultare il manuale all'interno della confezione. Conservare l'imballaggio per future consultazioni.

Sul documento originale compaiono anche i marchi CE e UKCA. I riferimenti e i dati sono riprodotti dal manuale fornito.