

物料编号&名称: 03.04.02.0120【JM2】JOVS 4D 聚能淡纹面罩折叠式说明书 英文版V1.0	备注: <div>千誉研发受控</div>
规格型号: 74*120mm(风琴折, LOGO封面, 二维码封底) 128g双铜纸/1C+过油	

制作部门:产品研发部 制作:张昊天 时间:2023/06/15

<p>【Precauzioni di sicurezza】</p> <p>Per un uso sicuro di questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e utilizzarlo correttamente.</p> <div><div><div><div>⚠</div><div>Pericolo - Contenuto che può provocare lesioni personali o morte</div></div><div><div>⚠</div><div>Avvertenza - Contenuto che può provocare gravi lesioni personali.</div></div><div><div>⚠</div><div>Attenzione: contenuti che possono causare lesioni personali o danni materiali.</div></div></div><div><div>⚠</div><div>Pericolo :</div></div><div><div><div><div>• Gli utenti di dispositivi elettronici come pacemaker, scanner per elettrocardiogrammi, macchine cuore-polmone artificiali, pompe per infusione, ecc. non devono utilizzare questo dispositivo. L'errato funzionamento dei dispositivi elettronici medici può causare incidenti e disagi fisici.</div><div>• Non utilizzare il prodotto in prossimità di vasche da bagno, docce, lavabi o altri contenitori pieni d'acqua. Mantenere il prodotto e la sua fonte di alimentazione all'asciutto.</div><div>• Non utilizzare il prodotto sotto una stufa o un condizionatore d'aria, per evitare incidenti e guasti al prodotto.</div><div>• Se il prodotto, il telecomando o il cavo di alimentazione sono danneggiati, non utilizzarli per evitare il rischio di scosse elettriche.</div></div><div><div>01</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div>• Non collocare il prodotto in luoghi facilmente accessibili a bambini e neonati per evitare incidenti pericolosi.</div><div>• Questo prodotto non è impermeabile, non immergerlo in acqua per evitare malfunzionamenti o incidenti. In caso di immersione, non continuare a utilizzarlo.</div></div><div><div>⚠</div><div>Attenzione:</div></div><div><div><div>• Questo prodotto è destinato al viso, non utilizzarlo per scopi diversi da quelli previsti.</div><div>• Non smontare, modificare o riparare da soli per garantire il normale utilizzo del prodotto.</div><div>• Non utilizzare in combinazione con ingredienti fotosensibili o prodotti per la cura della pelle acidi.</div><div>• Le seguenti persone non sono adatte all'uso di questo prodotto e l'uso forzato può causare incidenti o problemi alla pelle:<div><div><div>• Sotto i 18 anni</div><div>• Pazienti con malattie cardiache</div><div>• Pazienti con tumori maligni</div><div>• Individui con cicatrici cheloidi</div><div>• Persone con melasma facciale</div><div>• Persone con disturbi mentali</div><div>• Pazienti con malattie infettive</div><div>• soggetti con pelle danneggiata dal sole</div><div>• Persone con pressione sanguigna anormale</div><div>• Donne incinte, in allattamento e altri soggetti sensibili</div></div><div><div>• Fotosensibilità</div><div>• Pazienti diabetici</div><div>• Persone che assumono farmaci</div></div></div></div></div><div><div>02</div></div></div></div></div>	<div><div><div><div>• Pazienti affetti da cancro, in particolare con tumori della pelle o nei precancerosi.</div><div>• soggetti con anomalie nella guarigione delle ferite</div><div>• soggetti con malattie autoimmuni</div><div>• soggetti che hanno subito iniezioni di botox sul viso negli ultimi tre mesi</div><div>• soggetti con pigmentazione o dermatite da contatto dovuta a fibre chimiche</div><div>• soggetti con uso prolungato di farmaci steroidei o con disturbi ai capillari dovuti a disfunzioni epatiche</div><div>• Se l'area di applicazione contiene filler permanenti o filler temporanei sottocutanei, consultare un medico prima dell'uso.</div><div>• In caso di trattamento ospedaliero, consultare un medico prima dell'uso.</div></div><div><div>• Le seguenti aree non sono adatte all'uso di questo prodotto e l'uso forzato può causare incidenti o problemi alla pelle:</div><div><div><div>• Aree non specificate</div><div>• Pelle danneggiata dal sole</div><div>• Aree infiammate da acne, ecc.</div><div>• Nevo di Ota</div><div>• Aree infiammate da cosmetici</div><div>• Ampia area di pelle malata o ferita</div><div>• Macchie dovute a prurito, arrossamento o irritazione fisica.</div></div></div></div><div><div>⚠</div><div>Nota:</div></div><div><div><div>• Quando si utilizza questo prodotto, assicurarsi che le mani siano asciutte.</div><div>• Questo prodotto è uno strumento di precisione. Non piegarlo, tirarlo, sedersi su di esso o causare un cortocircuito che potrebbe compromettere l'uso del prodotto. Dopo l'uso, riporre correttamente il prodotto.</div></div><div><div>03</div></div></div></div></div>	<div><div><div>• Utilizzare secondo il tempo e la frequenza specificati nel manuale per evitare disagi.</div><div>• Se si avverte disagio durante l'uso, interrompere immediatamente.</div><div>• Evitare che il dispositivo e la fonte di alimentazione vengano urtati.</div></div><div><div>【Lista di imballaggio】</div><div><div><div><div><div><div><div></div></div><div>Maschera 4D</div><div>(compreso il controller mobile)</div></div></div><div><div><div></div></div><div>Scatola di immagazzinamento</div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>Cavo di ricarica TYPE-C</div></div><div><div><div></div></div><div>Scheda di garanzia</div></div><div><div><div></div></div><div>Manuale d'uso</div></div></div></div><div><div>04</div></div></div></div></div></div>	<div><div><div>【Introduzione allo spettro】</div><div>Il dispositivo dispone di 140 fasci di luce focalizzati FPT, che combinano 4 tipi di onde luminose per colpire l'intero viso, le occhiaie, i solchi lacrimali e le pieghe nasolabiali in una disposizione ordinata, consentendo alla luce rossa ad alta energia e alla luce del vicino infrarosso di agire con precisione sulla pelle.</div><div><div><div><div><div></div></div><div>• 660 ± 2nm — Attiva il sistema di microcircolazione, stimola l'attività cellulare, accelera il metabolismo cutaneo e illumina la carnagione.</div></div><div><div><div><div></div></div><div>• 850 ± 2nm — Stimolare la rigenerazione del collagene alla base della pelle, rassodare e idratare la pelle e migliorare la texture della pelle.</div></div><div><div><div><div></div></div><div>• 940 ± 2nm — Migliora il rossore del viso, stabilizza l'equilibrio della pelle, inibisce la produzione di melanina e allevia la lassità.</div></div><div><div><div><div></div></div><div>• 1064 ± 2nm — Migliora le linee sottili, promuove la rigenerazione del collagene nei tessuti profondi, migliora la tonicità della pelle e rafforza la circolazione interna della pelle.</div></div></div></div><div><div>05</div></div></div></div></div></div></div>	<div><div><div>【Introduzione al prodotto】</div><div>Per un uso sicuro di questo dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e utilizzarlo correttamente.</div><div><div><div><div><div></div></div><div>• 6 sorgenti luminose focalizzate FPT + 67 sorgenti luminose focalizzate FPT combinate;</div></div><div><div><div><div></div></div><div>• Indicatore luminoso di respirazione - mostra lo stato di funzionamento all'accensione.</div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>Pulsante di aumento della modalità "+" - premere brevemente per regolare M1→M2→M3</div><div>Indicatore luminoso del livello della modalità</div><div>Pulsante di diminuzione della modalità "-": premere brevemente per regolare M3→M2→M1</div><div>Pulsante timer: premere brevemente per regolare il tempo di trattamento T1-10 minuti; T2-15 minuti; T3-20 minuti;</div><div>Indicatore luminoso della durata del trattamento</div><div>Pulsante di accensione: premere a lungo per 2 secondi per attivare/disattivare il trattamento.</div><div>Spia di alimentazione: luce bianca fissa indica che la batteria è sufficiente, la luce rossa fissa indica che la batteria è scarica e deve essere ricaricata.</div></div></div></div><div><div>06</div></div></div></div><div><div><div><div><div></div></div><div>www.jovs.com</div></div><div><div><div></div></div><div>03.04.02.0120 V1.0</div></div></div></div></div></div></div>
---	---	--	--	--	---

<